

品番	商品名	手元部		先端部		有効長/ 全長
		外径	内径	外径	内径	
再灌流カテーテル (有効長)						
3MAXCKIT	Penumbra アスピレーション システム 3MAX	4.7Fr	0.043 インチ	3.8Fr	0.035 インチ	153 cm
4MAXCKIT	Penumbra アスピレーション システム 4MAX	6.0Fr	0.064 インチ	4.3Fr	0.041 インチ	139 cm
5MAXACE132KIT	Penumbra アスピレーション システム ACE132	6.0Fr	0.068 インチ	5.4Fr	0.060 インチ	132 cm
5MAXACE068KIT	Penumbra アスピレーション システム ACE068	6.0Fr	0.068 インチ	6.0Fr	0.068 インチ	132 cm
セパレーター (バルブ外径) (全長)						
3MAXS	セパレーター 3MAX			0.030 インチ		190 cm
PSF041	セパレーター 4MAX			0.035 インチ		175 cm
PSF054	セパレーター 5MAX			0.045 インチ		175 cm
SCW	吸引チューブ SCW (滅菌済)					

販売名:Penumbraシステム 承認番号:22300BZX00269000

マイクロカテーテル (有効長)						
VEL160STR	Velocity マイクロカテーテル	2.95Fr	0.025インチ	2.6Fr	0.025インチ	160 cm

販売名:Penumbra PX400 マイクロカテーテル 承認番号:22400BZX00295000

PAPS2	Penumbra MAX キャニスターセット (未滅菌) ポンプキャニスターチューブ ポンプキャニスター/カバー ポンプフィルター					
PMX110	Penumbra MAX アスピレーションポンプ					

販売名:Penumbraアスピレーションポンプ 承認番号:22300BZX00268000



Science of Aspiration
The Penumbra System[®] Approach

ENGINEERED FOR ULTIMATE TRACKING

製造販売業者

株式会社 **メディコ ス ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288

<http://www.medicos-hirata.co.jp/>

Penumbra 
Alameda, CA, USA

PIC0041710100C20(03)0000(00)/0000

MEDICO'S
Hirata

Penumbra システム®

EVOLUTION

2011

026 再灌流カテーテル

032 再灌流カテーテル

041 再灌流カテーテル

054 再灌流カテーテル

Penumbra 吸引チューブ

Penumbra アスピレーションポンプ



2013

3MAX™ 再灌流カテーテル

4MAX™ 再灌流カテーテル

5MAX™ 再灌流カテーテル

吸引チューブ MAX™

Penumbra MAX™
アスピレーションポンプ



2014

ACE™ 60 再灌流カテーテル
(5MAX ACE)



2016

吸引チューブ SCW



2017

ACE™ 68 再灌流カテーテル

ACE™ 68 Penumbra システム® ENGINEERED FOR ULTIMATE TRACKING



ユニークなコイル螺旋構造
最適なトラッキング性能を実現

更にフレキシブルになった
ディスタールシャフト
蛇行の強いアトミーにも適応

16 Transitions
1:1 の力伝達を可能に

NEW Proximal Polymer
セグメント
プッシュビリティーが大幅に向上

Revolutionary Design
from Hub to Tip



Penumbra システム®

ONE POWERFUL
ASPIRATION SYSTEM®

MAXポンプによる
強力な吸引パワー

血栓吸引を目的に
デザインされた
大口径カテーテル

Hi-Flow^(ハイフロー)
吸引チューブによる
効率的な血栓吸引

SIZED FOR THE VESSEL



※ 上記はあくまで目安であり、患者様のアトミーを考慮し安全なサイズを選択して下さい。
必ず血管径よりも小さなサイズを選択して下さい。