



Fine025®

ディスポーザブル内視鏡通電ダイレータ



MEDICO'S
Hirota

ダイレーション機能と


安全性の向上を追求

Fine025[®]


品番	先端 外径	シース 外径	有効長	適合鉗子口径	適合ガイドワイヤ	シャフト剛性
FN02520L70FA	3Fr (1.0mm)	7Fr (2.4mm)	2000mm	2.8mm 以上	0.025inch	ステイフ
FN02520L70FB-F						フレックス

販売名: ディスポーザブル内視鏡通電ダイレータ 認証番号: 230ALBZX00020000

specification



DESIGN



先端部の細径化(1.0mm)と適度なシースのコシにより、スムーズな狭窄部位の突破が期待されます。

先端細径電極により、周囲組織損傷を軽減すると同時に、確実な処置を目指します。

製造販売業者

株式会社 **メディコ** **ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288

<http://www.medicos-hirata.co.jp/>

MHC006181024AG19(02)1911(04)/1500