

BONASTENT[®]

M-Intraductal

Fully Covered Intraductal Metallic Stent
Innovative Stent Design

胆管狭窄に適応する、インスtent型EMS
独自のデザイン設計はマイグレーションを軽減
インスtent型により、逆流性胆管炎等合併症軽減を期待



ORDER INFORMATION				単位:(mm)	
品番	全長	中心長	両側長	両側径	中心径
BBI-080318-L	30	10	10	8	6
BBI-080418-L	40	15	12.5		
BBI-080518-L	50	15	17.5		
BBI-080618-L	60	20	20		
BBI-080718-L	70	20	25		
BBI-100318-L	30	10	10	10	8
BBI-100418-L	40	15	12.5		
BBI-100518-L	50	15	17.5		
BBI-100618-L	60	20	20		
BBI-100718-L	70	20	25		
BBI-120318-M	30	10	10	12	8
BBI-120418-M	40	15	12.5		
BBI-120518-M	50	15	17.5		
BBI-120618-M	60	20	20		
BBI-120718-M	70	20	25		

販売名：胆道用 BONASTENT M-Intraductal 承認番号：22800BZX00179000

製造販売業者

株式会社 **メディコ** **ス** **ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288

<http://www.medicos-hirata.co.jp/>