

oceanus 14 RX

PTA balloon dilatation catheter

0.014inch guidewire compatibility

Reaches and crosses the complex anatomy

Rapid Exchange Catheter

Advanced pushability

Outstanding navigability

Quick deflation time



MEDICO'S
Hirata

0.014inch guidewire compatibility



細いチッププロファイル

0.017inch

短いデフレーション時間

HYDRAX PLUS

カテーテルの追従性を向上させる
iVascular社独自の耐久性のある
親水性コーティング

視認性

2メタルマーカ

ガイドワイヤーポート

カテーテル先端より50cm部分に設計

カタログ番号	バルーン				カテーテル		
	径 (mm)	長 (mm)	推奨拡張圧 (atm)	最大拡張圧 (atm)	シャフト 有効長 (cm)	適合ガイドワイヤー (inch)	適合シース (Fr)
BPPR14150200020	2	20	8	16	150	0.014	4
BPPR14150200040		40					
BPPR14150200100		100					
BPPR14150200150		150					
BPPR14150200200		200					
BPPR14150250020	2.5	20					
BPPR14150250040		40					
BPPR14150250100		100					
BPPR14150250150		150					
BPPR14150250200		200					
BPPR14150300020	3	20					
BPPR14150300040		40					
BPPR14150300100		100					
BPPR14150300150		150					
BPPR14150300200		200					
BPPR14150400020	4	20					
BPPR14150400040		40					
BPPR14150400100		100					
BPPR14150400150		150					
BPPR14150400200		200					

製造販売業者

株式会社 **メディコ** **ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288

<http://www.medicos-hirata.co.jp/>

販売名: MHオセアナスPTA/バルーンカテーテル1

承認番号: 30200BZX00324000

iVascular[®]
therapies for living

Camí de Can Ubach, 11 (Pol. Ind. Les Fallúlles)
08620, Sant Vicenç dels Horts
Barcelona - Spain

IVS001210106JA2101(01)2108(01)/0500