



DF DeFrictor<sup>®</sup> BULL 



*Discover the New Future*

MEDICO'S  
*Hirato*

DF DeFrictor<sup>®</sup>  
Nano Catheter



*Discover the New Future*

MEDICO'S  
*Hirato*

# DeFrictor<sup>®</sup> より細く、より柔軟に あらゆるフリクションの低減を追求

## Reach for the farthest

症例による使い分けを可能にするため、  
 “Nano”と“BULL”は  
 それぞれ異なったコンセプトで開発



先端1.3Fr  
 フローダイレクトカテーテル

Nano



※写真はDeFrictor<sup>®</sup>Nanoのハブです。



BULL

臨床現場のニーズを反映した  
 ハイブリッドデザイン


新たな末梢到達域を追求

鋭角な分枝血管へのアプローチを目指す

蛇行血管への高い追従性を期待

インジェクションコントロールを  
 改善するため、内腔デザインを一新  
 (DeFrictor<sup>®</sup>Nano)比較

- ハブ内のデッドスペースを削減し、注入レスポンス向上を目指す
- 形状と材質を変更し、術者のホールド感向上を期待




ディフリクターナノ

品番	カテーテル外径 先端 (Fr) / 手元 (Fr)	カテーテル内径 先端 (inch) / 手元 (inch)	柔軟部長 (cm)	カテーテル有効長(全長) (cm)	JANコード
MIV-2N316	1.3 / 2.2	0.011 / 0.014	15	165 (172)	4545499067364

販売名:フローダイレクトマイクロカテーテル  
 承認番号:22900BZX00258000

※DeFrictor<sup>®</sup>は株式会社メディコスヒラタの登録商標であり商品名です。  
 ※保険請求上の製品名はフローダイレクトマイクロカテーテルになります。



ディフリクターブル

品番	カテーテル外径 先端 (Fr) / 手元 (Fr)	カテーテル内径 先端 (inch) / 手元 (inch)	柔軟部長 (cm)	カテーテル有効長(全長) (cm)	JANコード
MIV-2N516	1.5 / 2.4	0.013 / 0.015	27	165 (172)	4545499071897

販売名:フローダイレクトマイクロカテーテル2  
 承認番号:30300BZX00064000

※DeFrictor<sup>®</sup>は株式会社メディコスヒラタの登録商標であり商品名です。  
 ※保険請求上の製品名はフローダイレクトマイクロカテーテル2になります。

販売業者

株式会社 **メディコスヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288

<http://www.medicos-hirata.co.jp/>

製造販売業者

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号 ☎044-589-8070