



# **BENCHMARK™ 071**


**INTRACRANIAL ACCESS SYSTEM**



MEDICO'S  
*Hiraton*

# BENCHMARK™ 071

## Key Design Features



**Polished, Atraumatic Tip**  
安全性を求めた先端チップ設計

**10 Material Transitions**  
柔軟性とサポート性を併せ持つ設計

**0.071inch (1.80 mm) Inner Diameter**  
様々なデバイスに適合する内腔

**Platinum Coil Wind Flexible**  
遠位到達性を容易にする先端部柔軟設計

**Advanced Polymer Construction**  
視認性を併せ持つ材質を採用

**Hybrid Flat/Round  
Stainless Steel Reinforcement**  
優れたサポート性を実現するハイブリッド設計

### BENCHMARK™ 071 Kits

製品名	品番	BENCHMARK™ 071		5F Select Catheter	
		有効長(cm)	先端形状	有効長(cm)	先端形状
BENCHMARK071KIT	BMK6F95BER120	95	Straight	120	BER
BENCHMARK071KIT	BMK6F95MBER120	95	MP	120	BER
BENCHMARK071KIT	BMK6F105BER130	105	Straight	130	BER
BENCHMARK071KIT	BMK6F105MBER130	105	MP	130	BER

販売名: BENCHMARK ディスタルアクセスシステム 承認番号: 23100BZX00026000

### BENCHMARK™ 071

製品名	品番	有効長(cm)	先端形状
BENCHMARK071	BMK6F95	95	Straight
BENCHMARK071	BMK6F95M	95	MP
BENCHMARK071	BMK6F105	105	Straight
BENCHMARK071	BMK6F105M	105	MP

販売名: BENCHMARK ディスタルアクセスシステム 承認番号: 23100BZX00026000

製造販売業者

株式会社 **メディコ ス ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎ 06-6443-2288

<http://www.medicos-hirata.co.jp/>

PIC009220502MY22(01)2205(01)/3000

**Penumbra**

Alameda, CA, USA