

sergeant

peripheral support catheter


To lead complex lesions procedures



MEDICO'S
Hirato

sergeant features

- > 適合ガイドワイヤー：0.014inch、0.018inch、0.035inch
- > 先端チップ：ストレート、30°アングル



sergeant

Designed to ease the complex and distal lesions procedures

複雑病変への通過性をサポート

- トルク性とプッシュビリティを向上させる
ブレイドタイプのカテーテル
- 豊富なサイズバリエーション

優れた視認性

- X線不透過マーカと先端チップにより、
カテーテル位置を正確に確認
- 病変長の把握

屈曲した症例での追従性と通過性



- 独自のテクノロジーである”HYDRAX PLUS” 親水性
コーティングにて、カテーテルの追従性を向上
- ロープロファイル

Product Specs

適合 ガイドワイヤー径 Inch	カテーテル有効長 cm				先端チップ 形状	シャフト外径 Fr	
	65	90	130	150		プロキシマル	ディスタル
0.014	DSPC14065001*	DSPC14090001	DSPC14130001	DSPC14150001*	ストレート	2.4	2.1
	DSPC14065002*	DSPC14090002	DSPC14130002	DSPC14150002*	アングル		
0.018	—	DSPC18090001	DSPC18130001	DSPC18150001*	ストレート	2.8	2.5
	—	DSPC18090002	DSPC18130002	DSPC18150002*	アングル		
0.035	—	DSPC35090001	DSPC35130001*	DSPC35150001*	ストレート	4.0	3.8
	DSPC35065002*	DSPC35090002	DSPC35130002*	DSPC35150002*	アングル		

DSPCから始まる12桁の英数字が品番になります。
※の品番は在庫状況を担当者までお問合せください。

製造販売業者

株式会社 **メディコ** **ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288

<http://www.medicos-hirata.co.jp/>

販 売 名：MH サーゼントサポートカテーテル

承認番号：30500BZX00034000

IVC0022310040C2310(02)2303(02)/2000

iVascular
therapies for living

Cami de Can Ubach, 11(Pol. Ind. Les Fallúles)
08620, Sant Vicenç dels Horts
Barcelona - Spain