


# CRABCLAMP® +

クラブクランププラス

Keeping guidewires stable has never been so easy

外科用ドレープに  
本品を固定するための、  
ウェーブクリップ



カテーテルやガイドワイヤを  
固定するスリット入りノッチ

## NO MORE RISK OF GUIDEWIRE LOSS

CRABCLAMP<sup>®</sup>は、血管内治療に使用するカテーテルやガイドワイヤを、  
目的の位置で簡単かつ確実に固定する商品です。  
これにより多くのデバイスを使用する複雑な血管内治療を効果的にサポートします。

### 機能



#### ウェーブクリップ

- どちらか一方のウェーブクリップに外科用ドレープを把持させ、本品を固定します。







#### スリット入りノッチ

- 様々なカテーテルやガイドワイヤ (0.014-0.038inch) を簡単に固定し取り外すことが可能です。また、3本のガイドワイヤを同時に固定できます。



#### ブリッジ

- カテーテル先端へのガイドワイヤの挿入をサポートします。



製品名	品番	JAN	最小販売単位
CRABCLAMP <sup>®</sup> +	VB07	8437021887099	1箱(10個入り)

販売業者

**株式会社 メディコ ス ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288

<https://www.medicos-hirata.co.jp/>

**VB DEVICES**

Barcelona, Spain

VBC001211209MA25(02)2503(02)/0000